



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LACCIO EMOSTATICO FAST - verde

Codice di riferimento: 25728

Marca: GIMA

Prezzo: 4.15€

CARATTERISTICHE:

Gima propone delle soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico con la sua gamma di lacci emostatici.

Lattice: per uso manuale, Ø 5 mm

Velcro: per una facile chiusura

Velcro con fibbia a "D": laccio emostatico applicabile con una sola mano, anche dallo stesso paziente, tramite fibbia a "D".

Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Modello: Laccio emostatico FAST
- Materiale: cotone-gomma
- Colore: verde
- Lunghezza: 40 cm
- Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 25728

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**