



Laccio emostatico con fermo Jetpull 2

Codice di riferimento: 25722

Marca: GIMA

Prezzo: 10.1€

Caratteristiche del laccio emostatico con fermo Jetpull 2

Laccio per emostasi realizzato in tessuto elastico a doppio sistema di rilascio della pressione, immediato o lento.

Questo laccio per prelievo ematico Gima agevola una corretta emostasi risultando confortevole e non fastidioso per il paziente.

Semplicissimo da applicare, questo laccio elastico emostatico ha una clip di chiusura che permette di fissarlo ed è fatto di un nastro specificatamente pensato per non irritare la pelle.

Specifiche tecniche

- Lunghezza: 56 cm
- Colore: blu
- Materiale: tessuto elastico
- Sistema di rilascio: istantaneo e graduale
- Produzione: tedesca

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione,

stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Laccio per emostasi Tourniquet](#)
 - [Laccio emostatico con chiusura in metallo](#)
 - [Lacci emostatici in lattice non sterile](#)
-

