

Numero Verde
800 172547



Da cellulare
030 7777942

Laccio per emostasi con strip in velcro

Codice di riferimento: 25725

Marca: GIMA

Prezzo: 1.71€

Caratteristiche del laccio per emostasi con strip in velcro

Laccio emostatico in velcro, semplice da usare anche con una sola mano e pertanto perfetto per chi deve lavorare su sé stesso. La chiusura di questo laccio da prelievo dispone di un anello in plastica in cui il laccio passa facilmente e scivola, facilitandone l'inserimento e il rilascio manuale, che può essere istantaneo o graduale a seconda di come viene manovrato. Il laccio da emostasi può essere lavato e autoclavato e rappresenta un'ottima opzione per usi domestici o professionali.

Specifiche tecniche

- Colore: verde
- Lunghezza: 70 e 150 mm
- Materiale: velcro
- Sistema di blocco: anello e velcro combinati
- Origine: Europa

Marca

Lem

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)



—