

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942



Laccio emostatico tubolare - 200 pezzi

Codice di riferimento: 25733

Marca: GIMA

Prezzo: 68.32€

Caratteristiche del laccio emostatico tubolare

Questo laccio tubolare è utile a fermare momentaneamente la circolazione sanguigna ed è indicato per eseguire prelievi del sangue o per arrestare emorragie esterne. Il dispositivo medico è realizzato in lattice ed è dotato di grande elasticità e resistenza. Tali caratteristiche garantiscono una presa stretta e sicura senza però provocare lividi, ematomi o altri eventuali fastidi al paziente.

Specifiche tecniche

Lunghezza: 33 cm

Colore

Giallo

Marca e modello

GIMA codice 25733

Contenuto della confezione

200 pezzi

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
