



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMA F.O. MAXLITE MC-INTOSH N. 0 - neonati

Codice di riferimento: 58056

Marca: GIMA

Prezzo: 105.2€

CARATTERISTICHE:

LAME FIBRE OTTICHE "GIMA MAXLITE"

Mc INTOSH N° 0 lama - neonati

LARINGOSCOPI GIMA GREEN

- massima trasmissione della luce grazie a fibre durevoli e di alta qualità
- lame studiate per una facile intubazione
- finitura opaca per ridurre i riflessi
- autoclavabile fino a 134°C per 5 minuti. Lame autoclavabili fino a 2.000 volte
- compatibili con la sterilizzazione al gas plasma
- tutte le lame sono compatibili con norma Green BS EN ISO 7376
- tutte le lame sono in acciaio inossidabile austenitico resistenti alla ruggine
- lame lunga durata. GIMA offre una garanzia di 3 anni.
- ampia selezione di fonti di alimentazione: batterie tipo "AA" e "C" o batterie ricaricabili da 2.5 e 3.5 V
- manici disponibili con lampadine xenon/alogene o LED da 2.5 e 3.5 V
- i manici da 2.5 V possono essere usati con batterie standard o ricaricabili
- lame e manici non magnetici

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 58056

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

