



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMA F.O. MILLER N. 00 OXY - prematuri

Codice di riferimento: 34460

Marca: GIMA

Prezzo: 75.64€

CARATTERISTICHE:

La linea "Green GIMA" comprende una serie di lame a fibre ottiche e manici che sono completamente compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si adeguano agli standard ISO 7376/3. Prive di lattice. Le lame di queste case si adattano ai manici della linea "Green GIMA" e viceversa. La luce alogena Green GIMA viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente. Set pediatrico 2 Lama Miller 0-1 Lama a fibre ottiche Miller N° 00 OXY -Prematuri

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Misure • A: 65 • B: 40 • C: 8.5

MARCA E MODELLO:

GIMA 34460

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**