



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMA F.O. MILLER N. 2 - ragazzo

Codice di riferimento: 34463

Marca: GIMA

Prezzo: 64.5€

CARATTERISTICHE:

La linea "Green GIMA" comprende una serie di lame a fibre ottiche e manici che sono completamente compatibili con tutti i sistemi a fibre ottiche più diffusi sul mercato: Heine, Welch, Allyn, Riester, Medicon e tutti quelli che si adeguano agli standard ISO 7376/3. Prive di lattice. Le lame di queste case si adattano ai manici della linea "Green GIMA" e viceversa. La luce alogena Green GIMA viene trasmessa dal manico alla punta della lama tramite un fascio di fibre ottiche che produce una luce fredda e brillante. Il fascio di F.O. può essere smontato per una sterilizzazione indipendente. Lama a fibre ottiche Miller N° 2 - Ragazzo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Misure • A: 153 • B: 128 • C: 11

MARCA E MODELLO:

GIMA 34463

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**