



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lama per laringoscopio con luce convenzionale tipo Macintosh

Codice di riferimento: DRV18

Marca: EASYRED

Prezzo: 53.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
DRV188	2	53.9€
DRV186	0	53.9€
DRV189	3	53.9€
DRV190	4	53.9€
DRV187	1	53.9€
DRV191	5	53.9€

Caratteristiche della lama per laringoscopio con luce convenzionale tipo Macintosh

Lama in acciaio inossidabile per laringoscopio tipo Macintosh dotata di lampadina a 3000 lux. Questa lama per laringoscopi in acciaio satinato è molto leggera e facile da maneggiare e fissare.

Specifiche tecniche

- Intensità luce:3000 lux

- Materiale: acciaio inox sanitato

Marca

Easyred

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

