



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMA MILLER NR. 0 - neonati

Codice di riferimento: 34311

Marca: GIMA

Prezzo: 22.2€

CARATTERISTICHE:

Linea di alta qualità: - Lampadina grande luminosità - Manico satinato, ergonomico e leggero - Contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata - Gamma completa di lame Mc Intosh e Miller - Compatibilità con manici di altre marche (raccordo ISO 7376) - Set confezionato in valigetta plastica antiurto - Manuale d'uso e manutenzione in Italiano. - Latex free Dotazione standard: • Set fornito in una custodia antiurto e una scatola di cartone.

MARCA E MODELLO:

GIMA 34311

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**