



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## LAMA MILLER NR. 2 - adulti

**Codice di riferimento:** 34313

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 25.5€

### CARATTERISTICHE:

Linea di alta qualità: - Lampadina grande luminosità - Manico satinato, ergonomico e leggero - Contatti in acciaio inox a garanzia di lunga durata - Gamma completa di lame Mc Intosh e Miller - Compatibilità con manici di altre marche (raccordo ISO 7376) - Set confezionato in valigetta plastica antiurto - Manuale d'uso e manutenzione in Italiano. - Latex free Dotazione standard: • Set fornito in una custodia antiurto e una scatola di cartone.

### MARCA E MODELLO:

GIMA 34313

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**