



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lama per laringoscopio in acciaio inox con fibra ottica Macintosh

Codice di riferimento: DRV20

Marca: EASYRED

Prezzo: 122.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
DRV202	2	122.8€
DRV200	0	122.8€
DRV203	3	122.8€
DRV204	4	122.8€
DRV201	1	122.8€

Caratteristiche della lama per laringoscopio in acciaio inox con fibra ottica Macintosh

Lama da laringoscopio tipo Macintosh a fibra ottica, realizzata in acciaio inox satinato leggero rispettando alti standard di qualità. Questa lama laringoscopica a fibra ottica dispone di una lampadina xenon a 20000 lux che garantisce alte prestazioni.

Specifiche tecniche

- Intensità luce: 20000 lux
- Materiale: acciaio inox sanificato

Marca

Easyred

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

