



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lampada scialitica a LED PENTALED 30 da parete

Codice di riferimento: 30781


Marca: GIMA

Prezzo: 6710€

Caratteristiche della lampada scialitica PENTALED 30

Con la lampada medica a LED PENTALED 30 da parete i medici avranno a disposizione un sistema d'illuminazione pensato appositamente per garantire una luce perfetta in ogni condizione operativa offrendo numerose possibilità di impostazione e un basso consumo energetico. La combinazione tra l'innovativa tecnologia LED e il sistema a 30 riflettori ellittici, suddiviso in sei moduli da 5 LED ciascuno che forniscono una luce da 130.000 LUX, la lampada scialitica genera una luce bianca e fredda in modo da evitare i rischi di percezione delle variazioni di temperatura del colore o delle ombre colorate. La luce indiretta invece crea un'illuminazione 3D del campo di lavoro senza ombre e senza rischio di abbaglio e il centro della luce è dotato di un modulo a LED aggiuntivo ideato per riflettere la luce profonda.

Tra i numerosi vantaggi dell'uso di PENTALED 30 vi sono le numerose possibilità di impostazione. Il medico oltre a poter scegliere tra due temperature di colore, 5000 e 4500 °K, semplicemente premendo un piccolo tasto digitale, può usufruire di lenti innovative che consentono di aumentare o diminuire elettronicamente il campo luminoso senza alterare l'intensità della luce.



Specifiche tecniche

- Intensità luminosa a 1 m di distanza (E_c) Klx da 60 a 130
- Temperatura di colore - selezionabile °K 4500 - 5000
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra 96
- Campi luminosi (regolazione elettronica) 16-28 cm
- \varnothing del campo luminoso al 10% dell'intensità luminosa (d_{10}) mm 160
- \varnothing del campo luminoso al 50% dell'intensità luminosa (d_{50}) mm 80
- Rapporto tra l'energia irradiata E_e e l'illuminazione E_c W/m² 299

- Durata media LED 50.000 ore
- Alimentazione 100-240 V - 50-60 Hz
- Norme IEC 60601-2-41 - 2007/47/EC
- Fabbricato in Italia

Marca e modello

GIMA codice 30781

Contenuto della confezione

Una lampada scialitica a LED

