



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADA A LED RI-MAGIC - su carrello

Codice di riferimento: 49051

Marca: GIMA

Prezzo: 774.7€

CARATTERISTICHE:

Lampade medicali a LED ad alta tecnologia per esami e procedure medicali - Tecnologia LED ad alte prestazioni, 6?500 Kelvin - Durata della lampada fino a 50?000 ore - Generazione di calore e perdita di energia notevolmente inferiori - Dispositivo di messa a fuoco nella parte anteriore della testata della lampada - Il lungo braccio molto flessibile può essere piegato in ogni direzione, la lampada rimane nella posizione scelta - Semplice da usare e maneggiare con reostato per la regolazione continua della intensità della luce. Produzione tedesca

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Distanza: 1000 mm - 800 mm - 600 mm - 400 mm - 200 mm • Lux max: 15.000 - 20.000 - 30.000 - 45.000 - 55.000 • Cerchio di luce max Ø: 340 mm - 270 mm - 215 mm - 155 mm - 90 mm • Cerchio di luce min Ø: 40 mm - 35 mm - 30 mm - 25 mm - 20 mm • Voltaggio: 100-240V, 50-60 Hz

MARCA E MODELLO:

GIMA 49051

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**