



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Lampada alogena simplex da tavolo per ambulatori con morsetto di fissaggio

**Codice di riferimento:** 30762

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 446.2€

### Caratteristiche della lampada alogena simplex da tavolo per ambulatori con morsetto di fissaggio

Lampada medica da tavolo con sistema di fissaggio a morsetto provvista di una lampadina dicroica a luce alogena con vetro temperato. La lampada simplex da tavolo con luce alogena si presta a essere usata in tutti gli ambienti sanitari, con un design semplice e professionale e ottime prestazioni, con luce di qualità che non affatica la vista.

### Specifiche tecniche

Peso: 5 kg Colore: bianco Diametro esterno riflettore: 105 mm Tipo di illuminazione: alogena Intensità luce: 30000 lux a 50 cm di distanza, 8000 lux a 1 m Diametro luminosità a 50 cm: 100 mm Vita lampadina: 5000 ore Consumo: 35 Watt Temperatura colore +/- 5% a 1 m (K): 3000 Marchi: CE 2006/95 Norme: IEC-598-2-25 Alimentazione - Frequenza: 230V - 50/60 Hz (su richiesta 110V - 50/60 Hz)

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**