



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADA ALOGENA SIMPLEX - versione speciale su richiesta

Codice di riferimento: 30763

Marca: GIMA

Prezzo: 695.4€

CARATTERISTICHE:

Lampada alogena con braccio flessibile:

Questa lampada è provvista di una lampadina alogena dicroica da 35 W 12V alloggiata all'interno del riflettore e protetta da un vetro temperato.

Il riflettore è di ridotte dimensioni in modo da consentire una maggiore libertà nei movimenti. Grazie al braccio flessibile lungo 700 mm la luce può essere orientata in qualsiasi direzione senza interferenze nella vista del medico.

Genera un'intensità di luce di 30.000 lux a 50 cm. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30763

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**