



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lampada con lente di ingrandimento biconvessa 3 diottrie

Codice di riferimento: MO416

Marca: SKEMA

Prezzo: 287.92€

CARATTERISTICHE:

La lampada ha una lente d'ingrandimento biconvessa realizzata con un vetro ottico e una lente bifocale e circolare, con apposita lampadina fluorescente a luce fredda da 22W. La lampada è senza stativo e venduta con alimentatore elettrico a 220W, cavo di alimentazione e spina.

APPLICAZIONI:

Lampada per ambulatori

DIMENSIONI E PESO:

Larghezza: 66 cm, altezza: 107 cm, diametro: 23 cm

MARCA E MODELLO:

Skema MO416

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una lampada con lente d'ingrandimento biconvessa

