



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lampada con lente bifocale senza stativo 3+7,5 dt

Codice di riferimento: MO425

Marca: SKEMA

Prezzo: 311.1€

Caratteristiche della lampada con lente bifocale senza stativo 3+7,5 dt

Lampada per ambulatorio medico con lente ingrandente a 2 fuochi senza stativo e con lampada fluorescente.

Questa lampada ospedaliera si presenta con uno snodo lungo il braccio e con una discreta mobilità dell'estremità in cui sono alloggiate lampadina e lente.

La lampada medica Skema ha una comoda lente di ingrandimento biconvessa realizzata in vetro ottico che permette esami accurati durante le visite mediche.

Specifiche tecniche

- Consumo: 22W
- Alimentazione: 24V
- Vita lampadina: 1350 ore

Marca

Skema

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Lampadaled Luxiflex su carrello](#)
 - [LAMPADA DA TERRA FLUORESCENTE CON PIANTANA GIMANORD CON LENTE DI INGRANDIMENTO](#)
 - [LAMPADA DA TAVOLO FLUORESCENTE GIMANORD CON LENTE DI INGRANDIMENTO](#)
-

