



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lampada Da Terapia Ad Infrarossi 100w

Codice di riferimento: 28648

Marca: GIMA

Prezzo: 26.7€

CARATTERISTICHE:

LAMPADA A INFRAROSSI MOMERT 100 W

Il calore dei raggi a infrarossi di questa lampada penetra in profondità rilassando i muscoli e stimolando la circolazione del sangue.

Il calore dilata i capillari apportando maggiore ossigeno e nutrizione ai tessuti.

Utile per il trattamento dei reumatismi, delle allergie, delle malattie da raffreddamento, in medicina alternativa (disintossicazione) e nei trattamenti di bellezza.

Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz.

Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, SK, LV, CZ, EE, PL, RU, BG).

Dimensione scatola: 185 x 140 x 225 mm.

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 28648

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

Obiettivo Salute S.n.c.

Viale Duca degli Abruzzi 121

Brescia

P.IVA 03219400987



Acquista subito