



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## LAMPADA DI WOOD VISTA - su carrello

**Codice di riferimento:** 31197

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 396.5€

### CARATTERISTICHE:

La lampada di Wood è uno strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle. Sotto i suoi raggi ultravioletti, le varie condizioni della pelle appaiono con colori diversi. Questi nuovi modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10,5x7 cm - 3 diottrie. Fonte di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d'onda di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Fabbricata in Spagna

### MARCA E MODELLO:

GIMA 31197

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**