



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Lampada frontale led 100 lumen

**Codice di riferimento:** 30858

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 31.72€

### CARATTERISTICHE:

Lampada frontale con luce a Led e cinghiatosta in materiale morbido per un miglior comfort in fase di utilizzo. Il prodotto è realizzato con una struttura di bicarbonato e una testa rotante di 60° in gomma. La durata della luminosità è variabile tra le 3 e le 15 ore a seconda del consumo: 100 lumen per luce forte e 36 lumen per luce bassa. Il led emana luce fredda. Il prodotto è stato testato per essere resistente a cadute sino a 9 metri. Spegnimento automatico.

### APPLICAZIONI:

Per uso ospedaliero e chirurgico

### MARCA E MODELLO:

Gima 30858

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una lampada frontale a luce Led con cinghiatosta

 **Acquista subito**