



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lampada frontale medicale WIDA PLUS F.O.

Codice di riferimento: 30854

Marca: GIMA

Prezzo: 512.4€

Caratteristiche della lampada frontale medicale

WIDA PLUS è una lampada medica con illuminazione a fibre ottiche indicata per esami diagnostici e piccoli interventi chirurgici. Il dispositivo si compone di un comodo caschetto stringitesta facilmente regolabile, capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi circonferenza cranica e di un delicato cavo a fibre ottiche ad alta flessibilità che garantisce una trasmissione della luce ottimale.

La lampada frontale permette di regolare l'intensità della luce e orientare il fascio luminoso secondo le proprie esigenze.

All'interno della confezione è fornito un adattatore che consente di collegare il cavo a fibre ottiche alle fonti di luce GIMA (30801-30802)

Specifiche tecniche

Diametro fuoco

- 6-10 cm a una distanza di 20 cm
- 9-15 cm a una distanza di 30 cm
- 14-20 cm a una distanza di 50 cm

Indicazioni

- Indagini diagnostiche
- Piccola chirurgia

Marca e modello

GIMA codice 30854

Contenuto della confezione

1 pezzo



Acquista subito