



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Lampada a led su carrello con lente

**Codice di riferimento:** 30737

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 387.2€

### Caratteristiche della lampada a led su carrello con lente

Lampada medica a led che emana luce fredda dotata di lente ingrandente + 5 dt.

Questa lampada medica diagnostica dispone di un braccio snodato che consente di posizionare la fonte di luce a proprio piacimento, e la piantana poggia su un carrello a 5 rotelle che rende la lampada stabile e facile da spostare.

La lampada per ambulatorio Gima è un dispositivo medico sicuro e versatile, facile da abbinare in tutti gli studi medici.

### Specifiche tecniche

- Compatibilità elettromagnetica : EN 60601-1-2 (1993)
- Diametro delle lenti: 12,7 cm
- Diottrie: 5
- Classe: II
- Tensione operativa: 230 V 50 Hz
- Sicurezza elettrica: UNI EN 60601 -1 (1990)
- Altezza: 195 cm (50 + 50 di braccio e 95 di base)
- Tipo illuminazione: LED

### Marca

Gima

**Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

## **Altri modelli disponibili**

---

- [Lampadaled Luxiflex su carrello](#)
- [LAMPADA DA TAVOLO FLUORESCENTE GIMANORD CON LENTE DI INGRANDIMENTO](#)

