



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADA OPERATORIA SATURNO A LED - su carrello + batteria

Codice di riferimento: 49101

Marca: GIMA

Prezzo: 4270€

CARATTERISTICHE:

SATURNO è una lampada senza ombre adatta alla piccola chirurgia, ginecologia ed esami. Disponibile in 3 versioni: su piantana con rotelle, a muro e a soffitto. - I raggi luminosi sono generati da 9 LED da 2.5 W ciascuna - Il calore è dissipato attraverso il riflettore in alluminio - Scelta di 2 tipi diversi di temperatura bianca: 5000 °K e 4500 °K - Intensità della luce regolabile in 6 livelli diversi attraverso una chiave sulla membrana frontale - Intensità luminosa di 30000 lux a 1 m Ø del campo luminoso di 28 cm - Cuscinetti a frizione regolabile sono montati su ogni snodo della lampada - Non necessita di messa a fuoco - Gruppo batteria con caricatore: 3 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Intensità luminosa a 1 m di distanza: 30,000 lux • Regolazione della temperatura del colore: 4500/5000 ± 5% °K • 9 LED: 2,5 W • Durata media dei LED: 50.000 h • IRC (Indice di resa cromatica): 96 Ra • Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d10): Ø 25 cm • Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d50): Ø 12,5 cm • Profondità dell'illuminazione CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 20% di Ec: 228 cm • Profondità dell'illuminazione CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 60% di Ec: 136 cm • Energia irradiata totale Ec: 105 W/m2 • Diametro del riflettore: 19,5 cm • Superficie di illuminazione utile della parabola: 65 cm2 • Peso (modelli a soffitto, mobile, a muro): 12 - 14 - 13 kg • Alimentazione: 100-240V, 50-60 Hz • Altezza minima della sala (versione a soffitto): 240 cm • Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41, MDD 93/42, dispositivi medicali di classe I • Fabbricata in Italia. Garanzia 12 mesi - componenti meccanici garantiti 10 anni

MARCA E MODELLO:

GIMA 49101

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

