



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADA SCIALITICA TRIS A LED - a soffitto

Codice di riferimento: 49113

Marca: GIMA

Prezzo: 6588€

CARATTERISTICHE:

Lampada scialitica con eccezionali prestazioni tecniche e di eccellente flessibilità d'impiego, particolarmente indicata per piccola chirurgia, ginecologia e pronto soccorso. Cupola con 4 moduli interni, ognuno con 7 LED (totale di 28 LED) a conformazione radiale con lenti che consentono una luce di profondità e senza ombre. I moduli a LED garantiscono una luce continua anche se si fulmina un led. Estremamente facile da maneggiare e stabile. La messa a fuoco e la regolazione del diametro della zona illuminata avvengono tramite la rotazione dell'impugnatura sterilizzabile al centro del riflettore. Gruppo batteria con carica batterie. 3 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Intensità della luce: 100.000 lux a 1 m di distanza • Diametro del riflettore: 40 cm • Diametro regolabile del campo luminoso: 26 - 38 cm • Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec (d10): 24 cm • Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 50% di Ec (d50): 12 cm • Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 20%: 148 cm • Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 60%: 82 cm • 28 LED 1 W ciascuno - durata 50.000 ore • Temperatura del colore: 4500° K $\pm$ 5% • IRC 96 (indice di resa cromatica) • Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz • Energia radiata totale Ec 280 W/m² • Peso (a soffitto, mobile, a muro) kg: 35 - 32 - 27 • Altezza minima della sala (versione a soffitto): 280 cm • Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41 - MDD 93/42/CEE • Fabbricata in Italia garanzia 12 mesi - parti meccaniche garantite 10 anni

MARCA E MODELLO:

GIMA 49113

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

