



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## LAMPADA SCIALITICA TRIS A LED - da parete

**Codice di riferimento:** 49112

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 6313.5€

### CARATTERISTICHE:

Lampada scialitica con eccezionali prestazioni tecniche e di eccellente flessibilità d'impiego, particolarmente indicata per piccola chirurgia, ginecologia e pronto soccorso. Cupola con 4 moduli interni, ognuno con 7 LED (totale di 28 LED) a conformazione radiale con lenti che consentono una luce di profondità e senza ombre. I moduli a LED garantiscono una luce continua anche se si fulmina un LED. Estremamente facile da maneggiare e stabile. La messa a fuoco e la regolazione del diametro della zona illuminata avvengono tramite la rotazione dell'impugnatura sterilizzabile al centro del riflettore. Gruppo batteria con carica batterie. 3 ore di autonomia, 6 ore di ricarica.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Intensità della luce 100.000 lux a 1 m di distanza
- Diametro del riflettore 40 cm
- Diametro regolabile del campo luminoso: 26-38 cm
- Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di  $E_c$  (d10): 24 cm
- Campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 50% di  $E_c$  (d50): 12 cm
- Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 20%: 148 cm
- Profondità della luce CEI 60601-2-41 (L1+L2) al 60%: 82 cm
- 28 LED 1 W ciascuno - durata 50.000 ore
- Temperatura del colore: 4500° K  $\pm$  5%
- IRC 96 (indice di resa cromatica)
- Alimentazione: 100-240V - 50/60 Hz
- Energia radiata totale  $E_c$  280 W/m<sup>2</sup>
- Peso (a soffitto, mobile, a muro) kg: 35 - 32 - 27
- Altezza minima della sala (versione a soffitto): 280 cm
- Norme: CEI 60601-1, CEI 60601-2-41 - MDD 93/42/CEE
- Fabbricata in Italia garanzia 12 mesi - parti meccaniche garantite 10 anni

### MARCA E MODELLO:

GIMA 49112

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

---

