



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMPADINA FLUORESCENTE 22W - ricambio per Solenord e Gimanord

Codice di riferimento: 30767

Marca: GIMA

Prezzo: 36.5€

CARATTERISTICHE:

Lampadina fluorescente 22W - ricambio per codici 30740/41/50/51, lampade Solenord e Gimanord.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 30767

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**