



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADINA HEINE 069 2.5V - per oftalmo alogeno Beta 200

Codice di riferimento: 31781

Marca: GIMA

Prezzo: 38.43€

CARATTERISTICHE:

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Oftalmoscopio Beta® 2000 Referenza Heine: 069

MARCA E MODELLO:

GIMA 31781

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

