



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LAMPADINA HEINE 084 2.5V - per oftalmo F.O. K180

Codice di riferimento: 31782

Marca: GIMA

Prezzo: 3.78€

CARATTERISTICHE:

Compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Oftalmoscopio K100® Referenza Heine: 084

MARCA E MODELLO:

GIMA 31782

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**