



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Lampadina Manico In Plastica (34364-81-84) Venduto Dopo 06/2016

Codice di riferimento: 34358

Marca: GIMA

Prezzo: 5.6€

CARATTERISTICHE:

Lampadina per manici laringoscopio in plastica.

Compatibile con i seguenti modelli:

- Cod. 34364
- Cod. 34381
- Cod. 34384

Utilizzabile con manici venduti dopo giugno 2016

MARCA E MODELLO:

GIMA - Codice Prodotto 34358

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**