



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Lampadina Per Diagnostica, In Plastica Con Accensione A Pulsante

**Codice di riferimento:** 9520.13.000

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 9.27€

### CARATTERISTICHE:

Lampadina diagnostica tascabile per uso medico realizzata in plastica. Specifiche:

accensione a pressione;  
completa di 2 batterie;  
colore bianco.

### MARCA E MODELLO:

FB 9520.13.000

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**