



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMPADINA PICCOLA PER LARINGOSCOPI 2.7 V

Codice di riferimento: 34324

Marca: GIMA

Prezzo: 11.96€

CARATTERISTICHE:

Lampadina piccola 2.7V per laringoscopi compatibile con i seguenti prodotti: Laringoscopi Gima, Kawe, Riester, And, Timesco, Truphateck e molte altre marche (solitamente usata per Lame N° 00,0,1).

MARCA E MODELLO:

GIMA 34324

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**