



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMPADINA RIESTER 10421 - 2.7V

Codice di riferimento: 31850

Marca: GIMA

Prezzo: 11.59€

CARATTERISTICHE:

Lampadine Riester originali. Ref Riester.: 10421 Lampadina: Vacuum 2.7V Compatibile con i seguenti prodotti Riester:
Otoscope uni@/speculight

MARCA E MODELLO:

GIMA 31850

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**