



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LAMPADINE XENON ALOGENA OTOSCOPIO - compatibile con Heine Mini 3000

Codice di riferimento: 31795

Marca: GIMA

Prezzo: 18.3€

CARATTERISTICHE:

Lampadina compatibile con i seguenti prodotti HEINE: Otoscopi Heine Mini 3000

MARCA E MODELLO:

GIMA 31795

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**