

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

Lancette pungidito sterili 28g - 100 pezzi

Codice di riferimento: 23916

Marca: GIMA

Prezzo: 7€

Caratteristiche delle lancette pungidito sterili 28g - 100 pezzi

Lancette per penna pungidito ultrafini in confezione da 100. Questo genere di lancetta pungi-dito è compatibile con le penne con codice prodotto 23915 e 23919 acquistabili separatamente e rappresentano un prodotto affidabile con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Specifiche tecniche

- Colore: bianco

Compatibili con questi tipi di lancette

- Accu-CHEK SoftTouch Lancets
- BD Ultra-Fine 33 Lancets
- CLEANLET FINE Lancets
- DROPLET Lancets
- E-ZJECT Lancets
- FreeStyle Lancets
- KENDALL THIN MONOLET Lancets
- MICROLET Lancets
- ONE TOUCH UltraSoft Lancets
- RITE AID thin Lancets
- STAT-LET SAFETY ULTRA-THIN Lancets
- SURELITE Lancets

- Unilet ComforTouch Lancets
- Unilet ExceLite II Lancets

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

