



Versione idraulica
Hidraulic version
Version hydraulique



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lettino idraulico Bruxelles disponibile in diversi colori

Codice di riferimento: 27589

Marca: GIMA

Prezzo: 2440€

Caratteristiche del lettino idraulico Bruxelles disponibili in diversi colori

Lettino da terapia con meccanismo di regolazione dell'altezza manuale con pistone idraulico di sollevamento.

Questo lettino idraulico è molto stabile e garantisce ai pazienti la massima sicurezza durante le sedute di terapia e le visite mediche.

Il lettino si compone di una parte fissa a cui si congiunge una testata/schiena mobile, collegata a un sistema di regolazione dotato di molla a gas e dotata di pratico foro naso-bocca su cui adagiare il viso dei pazienti in posizione prona. La testata ha regolazione sia in positivo che in negativo e rende il lettino molto versatile. Grazie al telaio aperto di cui è dotato questo lettino, è possibile sfruttare fino a 18 cm di spazio per usarlo in combinazione con carrelli medici per terapie e/o sistemi di sollevamento pazienti.

La sua struttura stabile e robusta ne fa un lettino che dura nel tempo, anche grazie all'autolubrificazione dei componenti del telaio che evitano rumori spiacevoli e cigolii, oltretutto raschiamenti che portano a usura precoce.

Questo prodotto garantisce il massimo della sicurezza e il rivestimento del materassino ha proprietà ritardanti di fiamma utilissime in caso di incidenti.

Specifiche tecniche

- Materiale imbottitura: schiuma ad alta densità
- Materiale rivestimento: vinile
- Colore: 8 varietà disponibili
- Portata massima di sollevamento: 180 kg

- Dimensioni da montato: 195x68; altezza da terra regolabile tra 47 e 97 cm
 - Lunghezza piano gambe fisso: 124 cm
 - Lunghezza testata mobile: 68 cm
 - Margine regolazione testata: da +70° a -20°
 - Origine: Italia
-

Marca

Gima 