



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Lettino da visite elettrico large Bruxelles disponibile in diversi colori

**Codice di riferimento:** 27595

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 2305.8€

### Caratteristiche del lettino da visite elettrico large Bruxelles disponibile in diversi colori

Lettino da ambulatorio con sistema elettrico di regolazione altezza tramite pedaliera a 24 V. Con il suo telaio solido e robusto autolubrificante garantisce stabilità e sicurezza al paziente e lunga durata nel tempo.

Il materassino di questo letto da trattamenti medici è imbottito in morbida schiuma ad alta densità che non fa sentire il telaio al paziente ed è inoltre rivestita in un tessuto parzialmente ignifugo che ha la capacità di rallentare fiamme accidentali.

La larghezza di questo prodotto è superiore allo standard e ne fa un perfetto lettino per pazienti anziani o corpulenti.

Il telaio su cui poggia il materasso è fisso nella parte basse e mobile nella parte alta preposta a essere usata come schienale o poggia-testa, e quest'ultima parte può essere regolata in 18 posizioni differenti, con angolazione negativa o positiva.

Può essere usato con alzapazienti e carrellini di medicazione grazie all'apertura laterale del telaio che lascia 18 cm di margine per altre apparecchiature.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni totali lettino: 195x80; altezza da terra tra 47 e 97 cm
- Lunghezza poggia-testa/schiena mobile: 68 cm
- Lunghezza piano gambe: 124 cm
- Materiale materasso: schiuma ad alta densità + rivestimento in vinile

- Colore: 8 colori disponibili
  - Tensione elettrica: 24 V
  - Regolazione testata: +70°/-20°
  - Portata massima di sollevamento: 180 kg
  - Origine: Italia
- 



## Marca

Gima

 **Acquista subito**