



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lettino ginecologico con reggi-gambe standard

Codice di riferimento: 27501

Marca: GIMA

Prezzo: 561.2€

Caratteristiche del lettino ginecologico con reggi-gambe standard

Lettino per ginecologia standard, molto comodo per la paziente e dotato di comodi accessori che consistono in una bacinella con diametro da 30 cm e due reggiarti ergonomici.

Il materassino di questo letto per ginecologia è lavabile in modo semplice, si presenta con un elegante design sobrio e facile da abbinare grazie al colore nero che lo caratterizza e ha proprietà autoestinguenti che lo rendono molto sicuro.

Questo lettino medico per studi ginecologici ha una struttura molto robusta in acciaio rettangolare cromato che lo rendono un lettino sicuro e stabile, facile da montare e spostare.

Una delle caratteristiche principale di questi lettini ginecologici Gima è lo schienale regolabile, che permette di scegliere diverse posizioni in modo da adattare il lettino per usarlo come poltrona ginecologica.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 180 x 55 cm
- Altezza: 80 cm
- Colore: nero

Marca

Gima

Contenuto della confezione

Kit di montaggio

Prodotto a marchiatura CE

«(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, _____
stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Lettino ginecologico - altezza regolabile](#)
- [Lettino ginecologico con Trendelenburg DELUXE](#)
- [Lettino ginecologia standard - reggi gambe standard](#)

