



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

LETTINO GINECOLOGICO - altezza regolabile - blu

Codice di riferimento: 27507

Marca: GIMA

Prezzo: 1854.4€

CARATTERISTICHE:

Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco.

La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM.

Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6.000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°.

Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.

Portata massima: 150 kg.

Peso: 70 kg.

Produzione Italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27507

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

