



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lettino Pieghevole Per Trattamenti A 2 Sezioni - Regolabile In Altezza - Large - Polaris

Codice di riferimento: MO746

Marca: SKEMA

Prezzo: 865.7€

CARATTERISTICHE:

Lettino pieghevole 2 sezioni largo 70 cm con schienale regolabile da 0° a 45°. Struttura in legno frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 4 cm. Regolabile in altezza da 60 a 80 cm. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni da aperto: **L:182(210 con poggiatesta) x P:70 x H:60÷80 cm**

Dimensioni da chiuso: **L:91 x P: 21 x H:70 cm**

Portata max: **120kg**

Peso: **16 kg**

Inclinazione schienale: **0-45°**



MARCA E MODELLO:

SKEMA MO746

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**