



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lettino Pieghevole Per Trattamenti A 2 Sezioni - Regolabile In Altezza - Polaris - MO743

Codice di riferimento: MO743

Marca: SKEMA

Prezzo: 664.9€

CARATTERISTICHE:

Lettino pieghevole 2 sezioni con schienale regolabile da 0° a 45°. Struttura in legno di frassino americano con cassa in multistrato di pioppo, tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 3cm. Regolabile in altezza da 60 a 80 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestingente classe 1IM, verniciatura con prodotti all'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dimensioni da aperto: **L:182(210 con poggiatesta) x P:60(83 con braccioli laterali) x H:60÷80 cm**

Dimensioni da chiuso: **L:91 x P: 20 x H:60 cm**

Portata max: **120kg**

Peso: **14 kg**

Inclinazione schienale: **0-45°**



MARCA E MODELLO:

SKEMA MO743

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**