



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lettino medico da visite standard

Codice di riferimento: 27403

Marca: GIMA

Prezzo: 729.6€

Caratteristiche del lettino medico da visite standard

Lettino da ambulatorio solido e stabile, dotato di struttura in alluminio tubolare e cardine singolo.

Molto comodo per i pazienti grazie al materasso in ecopelle, questo lettino medico con schienale regolabile si presta a tutti i tipi di visita medica grazie alle tante posizioni in cui può essere fissato. Il design di questo prodotto lo rende inoltre particolarmente comodo anche per l'operatore che effettua la visita, grazie all'altezza da terra del materasso, che ammonta a 78 cm ed evita dunque al medico di dover assumere posture scomode durante la visita.

Il rivestimento del materasso è in ecopelle ed è lavabile facilmente con straccio e disinfettante.

Questo lettino da visita ambulatoriale è leggero e facile da spostare all'interno della stanza.

Specifiche tecniche

- Materiale: finta pelle per il rivestimento, alluminio per il telaio
- Colore: grigio
- Peso: 22 kg
- Dimensioni da montato: 176x60; altezza da terra 79 cm

Contenuto della confezione

Kit di montaggio che comprende telaio e materassino

Marca

Gima  **Acquista subito**
