



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Letto da degenza a 3 snodi con 4 ruote

Codice di riferimento: 27611

Marca: GIMA

Prezzo: 439.2€

Caratteristiche del letto da degenza a 3 snodi con 4 ruote

Letto snodabile per degenti con 3 snodi a manovella dotati di protezione a fine corsa per evitare di forzare il meccanismo danneggiandolo. Gli snodi sono posizionati in modo che si possa sollevare sia la parte superiore del materasso su cui poggiano schiena e testa e sia la parte inferiore in modo da poter piegare le gambe all'altezza del ginocchio, adagiando sull'angolo l'area poplitea.

Il solido telaio realizzato in acciaio lo rende un letto per anziani o disabili molto resistente e affidabile. Sulla testiera e ai piedi del letto è presente una struttura in acciaio cromato su cui è fissato un pannello di riempimento in MFD bilaminato con rivestimento in formica.

Questo letto da ospedale è facile da spostare grazie alle sue 4 ruote con diametro 100 mm, che inoltre essendo di gomma permettono spostamenti non rumorosi; per garantire sicurezza e stabilità, 2 delle 4 ruote sono dotate di freno che evita spostamenti involontari del letto.

La rete su cui andrà a poggiare il materasso è fatta in acciaio verniciato rigido per garantire stabilità all'allettato evitandogli fastidiosi movimenti e tremolii involontari del materasso.

Specifiche tecniche

- Materiale: acciaio
- Colore: grigio
- Dimensioni: 206x89; altezza da terra 90 cm
- Peso: 41,4 kg
- Origine: Italia

Marca

Gima  **Acquista subito**
