



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Letto sanitario a uno snodo

**Codice di riferimento:** 27600

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 274.5€

### Caratteristiche del letto sanitario a uno snodo

Letto da degenza ospedaliera articolato a un unico snodo per la regolazione dell'inclinazione del poggiatesta/schienale.

Il telaio di questo letto da ospedale Gima è realizzato in acciaio verniciato molto solido e resistente con struttura tubolare con rete per la regolazione dell'area testa, che permette al letto medico di durare nel tempo.

La regolazione dello schienale avviene tramite una pratica manovella da girare con protezione di fine corsa. La testiera e i piedi del letto sono fatti con una struttura in acciaio cromato e dei pannelli in MDF bilaminato con formica a rivestimento.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm
- Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm
- Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm
- Peso: 34 kg
- Produzione: italiana

### Marca

Gima

### Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

### Altri modelli disponibili

- [LETTO DEGENZA AD UNO SNODO - 1 MANOVELLA](#)
  - [LETTO AD UNO SNODO - CON RUOTE](#)
  - [LETTO EUCLIDE - ANTANO GROUP](#)
- 

