



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Letto medico con 1 snodo e ruote

**Codice di riferimento:** 27601

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 561.2€

### Caratteristiche del letto medico con 1 snodo e ruote

Letto da ospedale con ruote e schienale mobile regolabile a manovella con protezione a fine giro.

La struttura di questo letto da degenza ospedaliera è realizzata con materiali di alta qualità che lo rendono molto resistente: acciaio cromato e pannelli in MDF bilaminato rivestiti in formica per testa e piedi, acciaio verniciato, struttura tubolare con rete per lo schienale 200x85.

La base d'appoggio di questo letto medicale da ospedale ha 4 ruote in gomma che permettono al letto di essere spostato facilmente e, per garantire stabilità e sicurezza al paziente, sono dotate di freno di sicurezza.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 206 x 89 x h 90 cm
- Dimensioni del telaio: 200 x 85 cm
- Diametro ruote: 10 cm
- Altezza del telaio dalla base: 52/55 cm
- Peso: 34 kg
- Produzione: italiana

### Marca

Gima

**Prodotto a marchiatura CE**

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

## **Altri modelli disponibili**

---

- [LETTO DEGENZA AD UNO SNODO - 1 MANOVELLA](#)
- [LETTO EUCLIDE - ANTANO GROUP](#)

