



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Letto elettrico con sponde e alzamalati ad altezza variabile

**Codice di riferimento:** LT10

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 1964.2€

### Caratteristiche del letto elettrico

LT10 è un letto motorizzato studiato nei minimi dettagli per l'assistenza ospedaliera o domiciliare di malati, anziani e disabili. Grazie al telecomando, il paziente può regolare in maniera totalmente autonoma l'alzata del busto e delle gambe, sia insieme sia separatamente. In questo modo il letto, oltre a offrire il massimo comfort, permetterà al malato di raggiungere la posizione desiderata senza dover necessariamente chiedere aiuto.

Il letto elettrico è caratterizzato da un elegante rivestimento in legno che si integra perfettamente con l'arredamento domiciliare, una rete a doghe in legno composta da 4 sezioni con 2 motori per la regolazione ed è dotato di sponde anticaduta per garantire maggior sicurezza. Inoltre, è munito di asta sollevamalati per facilitare l'utente nel raggiungere la posizione seduta e 4 ruote con sistema frenante.

La possibilità di regolare l'altezza del letto facilita il compito degli assistenti evitando inutili sforzi.

La funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg (posizioni anti-shock utili in caso di emergenza) è disponibile su richiesta.

### Specifiche tecniche

- Lunghezza rete: 200 cm
- Lunghezza totale: 212 cm
- Larghezza rete: 90 cm
- Larghezza totale: 101 cm
- Altezza minima rete dal suolo: 40 cm

- Altezza massima rete dal suolo: 80 cm
  - Peso complessivo: 107,6 cm
  - Collegamento alla rete: 230Vac - 50Hp
  - Alimentazione di lavoro: 24Vac
  - Classe di protezione: II
  - Tipo di protezione: IP44
  - Livello di rumore: 65 dB(A)
  - Temperatura ambiente: da +10°C a +40°C
  - Sistemi di attivazione DEWERT
- 

## Marca e modello

INTERMED codice LT10

## Contenuto della confezione

1 letto elettrico

