



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Letto ortopedico elettrico con sponde Socrate Ave

Codice di riferimento: SOCRATE AVE

Marca: ANTANO GROUP

Prezzo: 1708€

Caratteristiche del letto elettrico

Il letto ortopedico elettrico Socrate Ave è stato progettato per offrire massima sicurezza, comodità e funzionalità ai pazienti ospedalieri e una migliore assistenza domiciliare ad anziani, malati e disabili. Questo letto da degenza presenta una solida struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato, con spalliera e pediera in legno massello facili da assemblare. Le sponde sono in faggio laminato a scorrimento verticale. Inoltre è dotato di 4 ruote piroettanti, due delle quali con sistema frenante.

Il personale ospedaliero o i familiari che si prendono cura del malato possono regolare l'altezza del letto senza difficoltà tramite lo spintore idraulico. La rete è realizzata in acciaio verniciato e le sezioni testa, schiena, gambe e piedi si possono muovere per soddisfare al meglio le esigenze del paziente.

Il letto è predisposto per posizionare l'asta solleva malato e l'asta portaflebo.

Specifiche tecniche

- Dimensioni piano rete: 200x900cm
- Altezza min-max: 53x77cm
- Schiena: 70°
- Gambe: 38°
- Carico: max 170kg

Dimensioni imballo

- Letto: 92X10X205cm
 - Carrello: 178x37x93cm
 - Peso lordo: 85Kg
 - Volume letto: 0.20m³
 - Volume carrello: 0.61m³
-

Marca e modello

ANTANO GROUP SOCRATE AVE

