



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Letto Standard Plus con ruote

**Codice di riferimento:** 27608

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 474.2€

### Caratteristiche del letto Standard Plus

Letto ospedaliero singolo con ruote e schienale regolabile.

Il letto Standard Plus è costituito da una struttura in acciaio cromato con pannelli in laminato plastico. La rete metallica su cui poggia il materasso è di tipo rigido, per garantire stabilità e sostegno. Le quattro estremità del letto sono dotate di ruote, due delle quali con freno, per consentire un agevole trasporto e favorire gli spostamenti.

Grazie ad un semplice sistema manuale, è possibile regolare il poggiatesta per permettere di variare posizione secondo le esigenze del paziente.

Questo letto garantirà il massimo comfort e il giusto riposo ai pazienti di ospedali, cliniche private e case di cura.

### Specifiche tecniche

- Dimensioni: 200 x 85 x h 50 cm
- Diametro ruote: 100 mm
- Portata massima: 145 kg

### Marca e modello

GIMA codice 27608

### Contenuto della confezione

1 letto ospedaliero

