



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## LETTO TRENDELENBURG THER - idraulico - colore a scelta

**Codice di riferimento:** 27604

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 3998.6€

### CARATTERISTICHE:

LETTINO THER TRENDELENBURG - idraulico - colore a richiesta (disponibile in 30 giorni)

Lettino per visite e terapia con regolazione idraulica mediante pistone.

Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato.

L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta.

Capacità di sollevamento 200 kg.

Fornito con tappo per foro naso-bocca.

Produzione italiana.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Capacità di sollevamento: 200 kg
- Lunghezza: 200 cm
- Larghezza: 68 cm.
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +85°-35°

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 27604

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

---

