



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

LEVAMED® 508 - bendaggio della caviglia con supporto in silicone

Codice di riferimento: M 508

Marca: FGP

Prezzo: 64.79€

Riferimento	Variante	Prezzo
M 508-1°	1°	64.79€
M 508-2°	2°	64.79€
M 508-3°	3°	64.79€
M 508-4°	4°	64.79€
M 508-5°	5°	64.79€
M 508-6°	6°	64.79€

DESCRIZIONE

Bendaggio con cuscini in silicone integrati medialmente e lateralmente.

INDICAZIONI

- Leggere instabilità dell'articolazione della caviglia
 - Malleolo del calciatore, distorsioni
-
- Versamenti e tumefazioni articolari da artrite o artrosi
 - Condizioni infiammatorie croniche, post-operatorie e post-traumatiche

MISURE

Taglie / Ø Caviglia (Ambidestro)

I: 17–20 cm

II: 20–22 cm

III: 22–24 cm

IV: 24–26 cm

V: 26–28 cm

VI: 28–30 cm



 **Acquista subito**