



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Lima per unghie riutilizzabile - Confezione da 12 blister

Codice di riferimento: 25362

Marca: GIMA

Prezzo: 24.4€

Caratteristiche della lima per unghie riutilizzabile - Confezione da 12 blister

Pratiche lime per manicure riutilizzabili, adatte per accorciare e limare le unghie modellandole. Il metallo della lima la rende efficace anche sulle unghie ricostruite. Il manico in plastica non crea fastidi sulla mano che lima, mentre la parte metallica ruvida è sottile ma non troppo affilata in modo da non essere pericolosa per la mano che invece viene limata. La punta della lima è liscia e può essere usata come spostacuticole.

Specifiche tecniche

- Materiale: plastica e metallo
- Colore: grigio e bianco

Marca

Gima

Contenuto della confezione

12 blister

 **Acquista subito**